

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Krt81 Para Wb, Elisa - Q14533

Número do item: CM0030747

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao KRT81 humano (Queratina-81) para aplicações em Western blot e ELISA. Ideal para estudos de filamentos intermediários de queratina capilar; apresenta reatividade cruzada com humanos e camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KRT81 Rabbit pAb
Observações/Alias	HB1; K81; Hb-1; KRTHB1; MLN137; ghHkb1; hHAKB2-1; KRT81
Espécie	Humano
ID do Gene	3887
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350-450 do KRT81 humano (NP_002272.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14533
Peso Proteico	55kDa
Transporte	Bolsa de gelo