

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ksr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ivt5

Número do item: CM0015755



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra KSR1 humano, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reconhece KSR1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de sinalização MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KSR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KSR; RSU2; KSR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8844
GeneID	8844
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-420 do KSR1 humano (NP_055053.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IVT5
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco de gelo