

Anticorpo Policlonal Anti-Ktn1 Para Wb E Elisa - Q86Up2

Número do item: CM0013209

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o KTN1 humano (cinectina), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para investigar a motilidade de vesículas impulsionada por cinesina, a adesão de integrinas e a biologia da membrana do RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KTN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CG1; KNT; MU-RMS-40.19; KTN1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3895
GeneID	3895
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do KTN1 humano (NP_001072989.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86UP2
Peso da Proteína	156kDa
Envio	Saco de gelo