

Anticorpo Policlonal Anti-Ktn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Up2

Número do item: CM0027026

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao KTN1 humano (cinectina, receptor de cinesina), validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta a proteína de membrana do RE de ~156 kDa envolvida na motilidade de vesículas e adesão celular. Reage de forma cruzada com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KTN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CG1; KNT; MU-RMS-40.19; KTN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3895
GeneID	3895
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do KTN1 humano (NP_001072989.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86UP2
Peso Molecular da Proteína	156kDa
Envio	Saco de gelo