

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ku70 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12956

Número do item: CM0015544



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Ku70 humano (XRCC6). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de reparo do DNA e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do produto	pAb de coelho anti-Ku70
Observações/alias	ML8; KU70; TLAA; CTC75; CTCBF; G22P1; Ku70
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2547
GeneID	2547
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 408-609 de Ku70 humano (NP_001460.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P12956
Peso da proteína	70 kDa
Envio	Bolsa de gelo