


Anticorpo Monoclonal Anti-Ku80 Para Elisa, If/Icc, Ihc-P, Ip, Wb - P13010

Número do item: CM0005433



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra Ku80 (XRCC5) humano. Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Adequado para pesquisas em NHEJ, reparo de DNA e manutenção de telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Ku80 Coelho mAb
Observações/Alias	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7520
ID do Gene	7520
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 543-732 de Ku80 humano (NP_066964.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13010
Peso da Proteína	83 kDa
Transporte	Saco de gelo