

Anticorpo Policlonal Anti-Ku80 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27641

Número do item: CM0022098

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Ku80 de camundongo, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Útil para pesquisa em reparo de DNA e telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ku80 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	Ku80; Ku86; CTC85; CTCBF
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7520
GeneID	22596
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 543-732 do Ku80 de camundongo (NP_033559.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P27641
Peso Proteico	83kDa
Envio	Saco de Gelo