


Anticorpo Policlonal Anti-Ku80 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13010

Número do item: CM0028570



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a Ku80 humano (XRCC5). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com camundongo e rato. Detecta uma banda de 83 kDa. Adequado para pesquisa de reparo de DNA, NHEJ e telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ku80 Coelho pAb
Observações/Apelidos	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7520
ID do Gene	7520
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 543-732 do Ku80 humano (NP_066964.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13010
Peso Proteico	83 kDa
Envio	Bolsa de gelo