


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ku80 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13010

Número do item: CM0002787



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Ku80 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a proteína de reparo de DNA Ku80 / XRCC5 para pesquisas de recombinação NHEJ e V(D)J. Matéria-prima para IVD da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ku80 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
Espécie	Humana
GeneID	7520
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 633-732 do Ku80 humano (P13010)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P13010
Peso da Proteína	83kDa
Transporte	Bolsa de gelo