

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kyat3 (Kat3/Ccbl2) Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Yp21

Número do item: CM0028290

introdução

Anticorpo policlonal (pAb) de coelho anti-KYAT3 validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano e camundongo. Tem como alvo a aminotransferase de crenurenina III, envolvida no metabolismo do triptofano. Ideal para pesquisas em neurociência e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	KYAT3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KAT3; CCBL2; KATIII
Espécie	Humano
GeneID	56267
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 295-394 do KYAT3 humano (NP_001008661.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6YP21
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo