

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kynu Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16719

Número do item: CM0027914



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o KYNU humano (curenureninase). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar o metabolismo do triptofano e a neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KYNU Rabbit pAb
Observações/Apelido	KYNUU; VCRL2; KYNU
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8942
GeneID	8942
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-307 do KYNU humano (NP_001028170.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16719
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo