

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-L-Myc Para Wb, Elisa - P12524

Número do item: CM0020020

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra L-Myc humano (MYCL), validado para western blot e ELISA. Adequado para estudar a função de fatores de transcrição em processos nucleares e vias de sinalização oncogênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	L-Myc pAb de coelho
Observações/Apelido	LMYC; L-Myc; MYCL1; bHLHe38; MYCL
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4610
GeneID	4610
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 de MYCL humano (NP_001028253.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P12524
Peso da proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo