


Anticorpo Policlonal Anti-L-Plastina/Lcp1 Para Wb, Ip, Elisa - P13796

Número do item: CM0030189



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a L-Plastina/LCP1 humana (Plastina-2, LCP-1). Validado para WB, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	L-Plastina/LCP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LPL; CP64; PLS2; LC64P; HEL-S-37; L-PLASTIN; L-Plastina/LCP1
Espécie	Humano
GeneID	3936
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da L-Plastina/LCP1 humana (NP_002289.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P13796
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de gelo