

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-L1R Para Wb, Elisa - Q8V4Z7

Número do item: CM0027628

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína L1R do vírus da varíola dos macacos (cepa Zaire-96-I-16). Validado para WB e ELISA, reativo cruzado com a cepa imunizante. Adequado para pesquisa da varíola dos macacos e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	L1R Coelho pAb
Espécie	Vírus da varíola dos macacos Zaire-96-I-16
GeneID	928938
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-152 da proteína L1R do vírus da varíola dos macacos Zaire-96-I-16 (NP_536512.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Vírus da varíola dos macacos Zaire-96-I-16
SWISS	Q8V4Z7
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo