

Anticorpo Policlonal Anti-L2Hgdh Para Wb, Elisa - Q9H9P8

Número do item: CM0027231

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao L2HGDH humano (L-2-hidroxiglutarato desidrogenase), validado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de metabolismo mitocondrial e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	L2HGDH Coelho pAb
Observações/Apelido	L2HGA; C14orf160; L2HGDH
Espécie	Humano
ID do Gene	79944
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do L2HGDH humano (NP_079160.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H9P8
Peso Proteico	50kDa
Envio	Em saco de gelo