


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-L3Mbt1 Para If/Icc, Elisa - Q9Y468

Número do item: CM0029729



introdução

Este anticorpo policlonado de coelho anti-L3MBTL1 é validado para IF/ICC e ELISA, direcionado ao L3MBTL1 humano, um regulador de cromatina do grupo Polycomb que reprime a transcrição por meio do reconhecimento da metilação de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	L3MBTL1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	L3MBTL; ZC2HC3; H-L(3)MBT; dj138B7.3; L3MBTL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26013
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 533-772 do L3MBTL1 humano (NP_056293.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y468
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Bolsa de gelo