

Anticorpo Policlonal Anti-L3MbtI2 Para Wb, Elisa - Q969R5

Número do item: CM0015614



introdução

Anticorpo policlonal de coelho L3MBTL2 validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo o L3MBTL2 humano, um regulador de cromatina do grupo Polycomb com peso molecular de 79 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	L3MBTL2 Coelho pAb
Observações/Alias	L3MBT; H-I(3)mbt-I; L3MBTL2
Espécie	Humano
GeneID	83746
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 486-705 do L3MBTL2 humano (NP_113676.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q969R5
Peso Proteico	79kDa
Envio	Bolsa de gelo