


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-L3MbtL3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Jm7

Número do item: CM0030927



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra L3MBTL3 (MBT-1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta L3MBTL3 humano e de camundongo. Ideal para estudos de sinalização Notch, regulação da cromatina e ubiquitina ligase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	L3MBTL3 Rabbit pAb
Observações/Alias	MBT1; MBT-1; L3MBTL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84456
ID do Gene	84456
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-255 da L3MBTL3 humana (NP_115814.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96JM7
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo