


Anticorpo Policlonal Anti-Lactb Para Wb E Elisa - P83111

Número do item: CM0030165



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o LACTB humano, uma protease mitocondrial e supressor de tumores. Recomendado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para estudos de biologia mitocondrial e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LACTB Rabbit pAb
Observações/Apelido	G24; MRPL56; LACTB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	114294
GeneID	114294
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-290 do LACTB humano (NP_116246.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P83111
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco com gelo