


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lactb Para Wb, Elisa - P83111

Número do item: CM0023935



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-LACTB (P83111) validado para WB e ELISA com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Alvo da serina protease mitocondrial e supressor tumoral LACTB; ideal para pesquisas sobre câncer e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LACTB Rabbit pAb
Observações/Alias	LACTB; G24; MRPL56; lactamase beta
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	114294
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 116-255 da LACTB humana (NP_116246.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P83111
Peso da Proteína	41kDa/60kDa
Envio	Bolsa de gelo