


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lactil-Histona H4 (K5) (P62805) Para Wb, Db, Elisa

Número do item: CM0000074



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à histona H4 lactilada na lisina 5 (lactilação K5). Adequado para aplicações de Western blot, dot blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato, com reação cruzada ampla prevista. UniProt P62805.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ácido láctico -Histona H4-K5 pAb de coelho
Observações/Apelidos	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Ácido láctico -Histona H4-K5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8370
GeneID	8359
Imunógeno	Um peptídeo lactilado sintético ao redor do K5 da Histona H4 humana (NP_003539.1).
Origem	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco de gelo