

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Ladinina-1 (Lad1) Para Wb E Elisa - O00515

Número do item: CM0021690

introdução

Anticorpo policlonar de coelho LAD1 validado para Western blotting e ELISA, com reatividade contra amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de membrana basal e matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	LadA; LAD1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3898
GeneID	3898
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-200 da LAD1 humana (NP_005549.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00515
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo