


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Lag3 Para Wb E Elisa - P18627

Número do item: CM0025217



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao LAG3 humano (CD223), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato; adequado para estudos de pontos de controle imunológicos e pesquisa em imunoterapia contra o câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAG3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CD223; LAG3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3902
GeneID	3902
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-170 do LAG3 humano (NP_002277.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18627
Peso Molecular da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo