

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lair1 Para Wb E Elisa - Q6Gtx8

Número do item: CM0017448



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LAIR1 (CD305) humano, validado para WB e ELISA. Tem como alvo um receptor imunológico inibitório em células NK, B e T. Adequado para aplicações de pesquisa em imunologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAIR1 pAb de coelho
Observações/Alias	CD305; LAIR-1; LAIR1
Espécie	Humano
ID do Gene	3903
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-163 de LAIR1 humano (NP_002278.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6GTX8
Peso Proteico	31kDa
Envio	Bolsa de gelo