

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lair2 Para Wb, If-P, Elisa - Q6Iss4

Número do item: CM0014654

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra LAIR2 humano (CD306), adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de leucócitos e receptores imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAIR2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CD306; LAIR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3904
GeneID	3904
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-120 do LAIR2 humano (NP_002279.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6ISS4
Peso Proteico	16kDa
Envio	Em sacola de gelo