


Anticorpo Policlonal Anti-Lalba Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00709

Número do item: CM0027115



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à LALBA humana (alfa-lactalbumina). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para estudos da lactose sintase e biologia da glândula mamária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LALBA Rabbit pAb
Observações/Apêndice	LYZG; HAMLET; LALBA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3906
GeneID	3906
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-142 da LALBA humana (NP_002280.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P00709
Peso Proteico	16 kDa
Envio	Saco de Gelo