

Anticorpo Policloonal Anti-Lama4 De Coelho Para Wb, Elisa - Q16363

Número do item: CM0014269

introdução

O Anticorpo Policloonal Anti-LAMA4 de Coelho detecta especificamente a subunidade alfa-4 da laminina humana (203 kDa) em aplicações de WB e ELISA. Adequado para estudos de adesão celular mediada por laminina, desenvolvimento embrionário e biologia da membrana basal.

Saiba mais

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAMA4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LAMA3; CMD1JJ; LAMA4*-1; LAMA4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3910
GeneID	3910
Imunógeno	Pepídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16363
Peso Proteico	203 kDa
Envio	Bolsa de gelo