

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Lamb3 Para Wb, Elisa - Q13751

Número do item: CM0013247

introdução

Anticorpo policlonar de coelho anti-LAMB3 (pAb) validado para WB e ELISA com reatividade em humano e rato. Alvo da subunidade beta-3 da laminina, uma glicoproteína da membrana basal envolvida na adesão celular. Ideal para pesquisa em matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb anti-LAMB3 de Coelho
Observações/Apelidos	AI1A; LAM5; JEB1A; JEB1B; LAMNB1; BM600-125KDA; LAMB3
Espécie	Humano
ID do Gene	3914
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 762-1004 da LAMB3 humana (NP_000219.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q13751
Peso Molecular da Proteína	130kDa
Transporte	Bolsa de gelo