

Anticorpo Monoclonal Anti-Cadeia Leve Lambda Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01701

Número do item: CM0003015

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao IGLV1-51 humano (região variável da Cadeia Leve Lambda). Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Adequado para pesquisa em imunoglobulinas e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Cadeia Leve Lambda
Observações/Apelidos	V1-19; IGLV151; Lambda Light chain
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	28820
ID do Gene	28820
Imunógeno	Proteína recombinante (aa 1-117 da cadeia leve Lambda humana, SWISS: P01701)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01701
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo