

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lamc1 Para Wb, Ihc-P E Elisa - P11047

Número do item: CM0013635



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-LAMC1 de alta qualidade validado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Reage com a subunidade gama-1 da laminina humana, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de matriz extracelular e membrana basal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAMC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LAMB2; LAMC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3915
GeneID	3915
Imunógeno	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11047
Peso Proteico	178kDa
Envio	Saco de Gelo