

Anticorpo Monoclonal Anti-Lamc2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13753

Número do item: CM0011330

introdução

O mAb coelho anti-LAMC2 detecta especificamente a subunidade gama-2 da laminina humana em WB, IF/ICC e ELISA. Anticorpo monoclonal recombinante com banda de 131 kDa. Ideal para estudos de matriz extracelular e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAMC2 mAb Coelho
Observações/Alias	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3918
ID do Gene	3918
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 746-860 da LAMC2 humana (NP_005553.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13753
Peso Molecular da Proteína	131 kDa
Envio	Bolsa de gelo