

Anticorpo Policlonal Anti-Lamc2 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q13753

Número do item: CM0020752

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-LAMC2 para Western blot, IF/ICC, IF-P e ELISA; reage com humano, camundongo e rato; tem como alvo a subunidade gama-2 da laminina, um componente da membrana basal envolvido na adesão e dispersão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAMC2 Rabbit pAb
Observações/Alias	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2; LAMC2
Espécie	Humano
GeneID	3918
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 746-860 da LAMC2 humana (NP_005553.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13753
Peso da Proteína	131kDa
Envio	Bolsa de gelo