

Anticorpo Monoclonal Anti-Lamina A/C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02545

Número do item: CM0002316



introdução

[Validado por KO] Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Lamina A/C. Validado para Western blot, IHC, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos sobre lâmina nuclear, laminopatias e senescência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Lamin A/C Rabbit mAb
Observações/Apelidos	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; /C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4000
GeneID	4000
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 403-572 da Lamin A/C humana (NP_733821.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02545
Peso Proteico	74kDa
Transporte	Bolsa de gelo