

Anticorpo Policlonal Anti-Lamin A/C Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P02545

Número do item: CM0017205



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Lamin A/C humana (74 kDa, P02545). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP e ELISA. Detecta lamin A/C em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre a lâmina nuclear e laminopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Lamin A/C Rabbit pAb
Observações/alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Lamin A/C
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4000
GeneID	4000
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-500 da Lamin A/C humana (NP_733821.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P02545
Peso da proteína	74 kDa
Envio	Bolsa de gelo