

Anticorpo Policlonal Anti-Lamin A/C Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P02545

Número do item: CM0016934



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Lamin A/C humana, adequado para Western blot, imunocitoquímica, imuno-histoquímica, imunoprecipitação da cromatina e ELISA. Reconhece as espécies humana, de camundongo e rato. Ideal para estudos da estrutura da lâmina nuclear, dinâmica cromossômica e mecanismos das laminopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Lamin A/C Rabbit pAb
Observações/Apelido	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Lamin A/C
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4000
ID do Gene	4000
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 403-572 da Lamin A/C humana (NP_733821.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02545
Peso Molecular da Proteína	74 kDa
Envio	Saco de gelo