


Anticorpo Policlonal Anti-Lamin B1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P20700

Número do item: CM0023094



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Lamin B1 validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Detecta Lamin B1 Humano, de Camundongo e de Rato. Ideal para estudar a arquitetura da lâmina nuclear e a organização da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Lamin B1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26; Lamin B1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4001
ID do Gene	4001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 397-586 da Lamin B1 humana (NP_005564.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20700
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco com gelo