


Anticorpo Policlonais Anti-Lamina B2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q03252

Número do item: CM0025878



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Lamina B2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece a Lamina B2 humana, de camundongo e de rato (70 kDa). Ideal para pesquisa sobre lâmina nuclear e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Nome do Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Lamin B2 Rabbit pAb
Observações/Alias	EPM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamin B2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84823
GeneID	84823
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 341-620 da Lamin B2 humana (NP_116126.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03252
Peso Proteico	70kDa
Transporte	Bolsa de gelo