

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Laminina Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y6N6 / P25391 / P24043 / P07942 / P55268 / P11047

Número do item: CM0025620

introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado à subunidade gama-3 da laminina e outras cadeias de laminina. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA, com reatividade em Humano, Camundongo e Rato. Ideal para investigações de matriz extracelular e membrana basal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Laminina Coelho pAb
Observações/Apelidos	ARP; Arp1; ARL18
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
ID do Gene	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
Imunógeno	Proteína recombinante da Laminina humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6N6/P25391/P24043/P07942/P55268/P11047
Peso da Proteína	171kDa/337kDa/344kDa/198kDa/196kDa/178kDa
Envio	Bolsa de gelo