


Anticorpo Policlonal Anti-Lamp1 Para Wb E Elisa - P11279

Número do item: CM0028877



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a LAMP1 humana (CD107a) para aplicações em Western blot e ELISA. Detecta uma glicoproteína de membrana lisossomal de 45 kDa, crucial para autofagia, citotoxicidade de células NK e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAMP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LAMPA; CD107a; LGP120; LAMP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3916
ID do Gene	3916
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 da LAMP1 humana (NP_005552.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11279
Peso Molecular da Proteína	45 kDa
Envio	Saco de gelo