


Anticorpo Policlonal Anti-Lamp1 (Validado Por Kd) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P11279

Número do item: CM0019576



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LAMP1 validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a glicoproteína da membrana lisossomal envolvida na autofagia, na regulação do pH lisossomal e na citotoxicidade das células NK. Ideal para pesquisas em biologia celular e imuno-oncologia. - P11279

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] LAMP1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	LAMPA; CD107a; LGP120; LAMP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3916
GeneID	3916
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 150-250 de LAMP1 humano (NP_005552.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11279
Peso da Proteína	45 kDa
Envio	Bolsa de gelo