


Anticorpo Monoclonal Anti-Lamp1/Cd107A Para Citometria De Fluxo - P11279

Número do item: CM0008531



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano LAMP1/CD107a validado para citometria de fluxo intracelular. Direciona-se à glicoproteína de membrana lisossomal envolvida na autofagia e na citotoxicidade de células NK. Imunogénio recombinante (aa 29-382), UniProt P11279, ~38-45 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano LAMP1/CD107a
Observações/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3916
GeneID	3916
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-382 do LAMP1/CD107a humano (NP_005552.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11279
Peso Proteico	38kDa/45kDa
Envio	Saco de gelo