

## Anticorpo Monoclonal Anti-Lamp1/Cd107A Para If/Icc, Fc - P11438

Número do item: CM0012669



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra LAMP1/CD107a de camundongo, validado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Ideal para pesquisas sobre biologia dos lisossomos, autofagia e citotoxicidade de células NK.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | mAb de coelho anti-LAMP1/CD107a de camundongo                                                                                            |
| Observações/Alias   | P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120                                                                                                |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                               |
| ID do gene (humano) | 3916                                                                                                                                     |
| ID do gene          | 16783                                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 208-363 de LAMP1/CD107a de camundongo (NP_034814.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                                                                                                   |
| Aplicação           | IF/ICC, FC                                                                                                                               |
| Reatividade cruzada | Camundongo                                                                                                                               |
| SWISS               | P11438                                                                                                                                   |
| Peso da proteína    | 43 kDa                                                                                                                                   |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                            |