


Anticorpo Monoclonal Anti-Lamp1/Cd107A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P11279

Número do item: CM0006711



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao LAMP1/CD107a humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC e ELISA. Ideal para pesquisa em lisossomo, autofagia e citotoxicidade de células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Anticorpo monoclonal de coelho LAMP1/CD107a
Observações/Apelido	LAMPA; CD107a; LGP120
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3916
GeneID	3916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-382 do LAMP1/CD107a humano (NP_005552.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11279
Peso Proteico	38kDa/45kDa
Envio	Saco de gelo