

Polymab® De Coelho Anti-Lamp1/Cd107A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11438/P11279

Número do item: CM0006795



introdução

Anticorpo monoclonal polimórfico de coelho validado por KD contra LAMP1/CD107a humano/de camundongo para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; ideal para pesquisa de biogênese lisossomal e citotoxicidade de células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAMP1/CD107a Rabbit PolymAb® [Validado por KD]
Observações/Apelidos	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Espécie	Humano/Camundongo
GeneID (Humano)	3916
GeneID (Camundongo)	16783
Imunógeno	Proteína recombinante de CD107a humano/de camundongo
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P11438/P11279
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo