

Anticorpo Policlonal Anti-Lamp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13473

Número do item: CM0022922



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LAMP2 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa em biogênese de lisossomos, autofagia e apresentação de MHC classe II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-LAMP2
Observações/Apelido	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3920
GeneID	3920
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-375 do LAMP2 humano (NP_002285.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P13473
Peso Molecular da Proteína	45kDa
Envio	Em saco de gelo