

Anticorpo Policlonal Anti-Lamp2 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13473

Número do item: CM0015401



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a LAMP2 (CD107b), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reatividade cruzada com humano e camundongo. Imunógeno recombinante (aa 29-375). Ideal para pesquisa de autofagia, lisossomos e autofagia mediada por chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] LAMP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; P2
Espécie	Humano
ID do Gene	3920
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-375 da LAMP2 humana (NP_002285.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P13473
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo