

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lamp3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqv4

Número do item: CM0024706



introdução

Anticorpo policlonal de coelho LAMP3 validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade em humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa em autofagia, células dendríticas e infecção viral. Matéria-prima IVD confiável da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho LAMP3
Observações/Apelido	LAMP, CD208, DCLAMP, LAMP-3, TSC403, DC LAMP, DC-LAMP
Espécie	Humano
ID do Gene	27074
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-380 do LAMP3 humano (NP_055213.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQV4
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de Gelo