

Anti-Lamtor1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6laa8

Número do item: CM0021948



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o LAMTOR1, validado em WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Adequado para pesquisa de sinalização mTOR, biologia de lisossomos e detecção de aminoácidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAMTOR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	p18; PDRO; C11orf59; p27RF-Rho; Ragulator1; LAMTOR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55004
GeneID	55004
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-161 do LAMTOR1 humano (NP_060377.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6IAA8
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo