

Anti-Langerin/Cd207 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Uj71

Número do item: CM0026597



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Langerin/CD207. Validado para Western blotting e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a função da Langerina em células imunes e apresentação de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Langerin/CD207 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CLEC4K; Langerin/CD207
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50489
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-200 da Langerin/CD207 humana (NP_056532.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJ71
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo