

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lap2 Para Wb, Elisa - P42166/P42167

Número do item: CM0022093



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra LAP2 humano (timopoietina, TMPO). Validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Suporta pesquisas sobre arquitetura nuclear e desenvolvimento de células T.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | pAb de Coelho Anti-LAP2                                                                                                                           |
| Observações/Apelido        | TMPO; CMD1T; LAP2; LEMD4; PRO0868; TP; timopoietina                                                                                               |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                                            |
| ID do Gene (Humano)        | 7112                                                                                                                                              |
| ID do Gene                 | 7112                                                                                                                                              |
| Imunógeno                  | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-168 do LAP2 humano (NP_001027454.1). |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                                            |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                                            |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada        | Camundongo, Rato                                                                                                                                  |
| SWISS                      | P42166/P42167                                                                                                                                     |
| Peso Molecular da Proteína | 38kDa/50kDa/75kDa                                                                                                                                 |
| Envio                      | Em saco de gelo                                                                                                                                   |